



Gobelet 2 anses Homecraft

Réf : 091099571

Marque : Homecraft

Description du produit

- Grandes poignées ergonomiques
- Translucide
- Graduations imprimées sur la timbale
- Lavable au lave-vaisselle, sauf son couvercle qui doit être nettoyé séparément à l'eau chaude savonneuse

Spécificités techniques

EAN	5028318028108
TVA	20 %
Cont.	270 ml
Condit.	1 gobelets avec 1 couvercle avec bec et 1 couvercle anti-renversement
Poids	158 g
Lave-vaisselle	Oui

