



## Bavoir jetable

Réf : 081004233

### Description du produit

Conçu pour les adultes qui ont des problèmes musculaires et qui risquent davantage de renverser des aliments en mangeant, ce bavoir jetable empêche les aliments de tacher les vêtements.

Ce bavoir adulte jetable léger et pratique s'attache confortablement derrière le cou pour offrir un ajustement décontracté lorsque vous mangez. La conception jetable permet également un nettoyage facile des patients en milieu hospitalier ou à domicile.

#### Caractéristiques :

- Pratique
- Léger
- Confortable
- Plastifié

### Spécificités techniques

EAN	5028318223657
TVA	20 %
Dim.	45,5 x 40,5cm
Condit.	Paquet de 50 bavoirs

Poids

315g