

[Autonomie & vie quotidienne](#) > [Bain et douche](#) > [Barres d'appui et de maintien](#)

[Autonomie & vie quotidienne](#) > [Préhension et aides à la lecture](#) > [Barres d'appui](#)



Barre d'appui Ringwood blanc epoxy - Homecraft

Réf : 091101138

Marque : Homecraft

Description du produit

- Prise en main facile et confortable
- Tube en acier
- Finition epoxy blanc

Spécificités techniques

EAN	5028318029945
TVA	20 %
Modèle	Epoxy blanc
Long.	45,5 cm
Ø rail	3,2 cm
Poids	660 g