

Tube en mousse plastazote

Réf : 091102003



Description du produit

- Mousse à cellules fermées
- Facilite la prise en main
- Se coupe à la longueur souhaitée

Spécificités techniques

EAN	5028318030996
TVA	20 %
Modèle	Ø int. 1.2 cm - Ø ext. 3.1 cm - Blanc
Couleur	Blanc
Condit.	L'unité
Ø int.	1,2 cm
Ø ext.	3,1 cm
Long.	100 cm
Poids	65 g

Lave-vaisselle

Oui