

[Autonomie & vie quotidienne](#) > [Equipements pour fauteuil et lit](#) > [Relèves buste et coussins d'aide à la levée](#)

[Aides à la mobilité](#) > [Fournitures d'aides au transfert de la personne](#) > [Accessoires d'aides à la levée](#)

Coussin d'aide à la levée manuel UpEasy

Réf : 091088673



Description du produit

Ce coussin d'aide à la levée facilite la levée et l'assise de ses utilisateurs. Il s'utilise dans les sièges avec accoudoirs et dont la surface d'assise est d'une stabilité appropriée. Confortable comme un coussin d'assise, le mécanisme permet d'assister la levée de la personne à 80% de son effort.

L'assise est également accompagnée en douceur.

Caractéristiques :

- Léger et portable
- Base antidérapante
- Mécanisme à vérin à gaz
- Réglage du poids par échelle graduée
- Poignée de transport intégrée
- Coussin en mousse confortable
- Housse bleue lavable en machine

Spécificités techniques

EAN	5028318016815
TVA	20 %
Poids de l'utilisateur	43 - 100kg
Siège (L x l)	48 x 43cm
Base (L x l)	41 x 38cm
Haut. mini-maxi	5 - 26cm
Poids	4,1kg
Poids maximum	100kg
Top vente	Oui