



## Barre de lit Bed Leaver™

Réf : 091089457



### Description du produit

Pour beaucoup de gens, passer d'une position couchée à une position assise puis se tenir debout est extrêmement difficile. Les barres de lit apportent la solution et aident à restaurer l'indépendance de l'utilisateur. Cette barre de lit est devenue l'une des aides à la chambre les plus connues et les plus fiables du secteur de la santé. Elle est composée d'un rail en acier fixé à une plinthe en bois robuste, scellée et laquée. Elle est fournie avec des sangles de fixation pour fixer le rail en place sur un lit de toute taille

### Caractéristiques de cette barre de lit :

- Barre en acier époxy fixée sur une solide planche en bois laqué
- Sangles de fixation incluses (366 cm de longueur)
- Pour les lits de toutes dimensions

## Spécificités techniques

EAN	5028318210244
TVA	20 %
Dim. (L x l)	60 x 33cm
Haut.	Poignée 50cm
Poids	4kg
Poids maximum	108kg
Top vente	Oui