



Barre de lit Easyrail™

Réf : 091089473



Description du produit

Cette barre de lit extrêmement populaire convient aux lits à lattes. Spécialement conçue pour se poser à plat dans le cadre du lit et offrir tous les avantages des barres d'appui. La version à poignée unique est idéale pour toutes les tailles de lit et la version à poignée double peut être utilisée lorsque les deux occupants ont besoin d'assistance ou lorsqu'un occupant unique a besoin de se changer

Caractéristiques de cette barre de lit :

- Version simple barre pour tous types de lits
- Version double barre pour lits deux personnes

Spécificités techniques

EAN 5028318210268

TVA 20 %

Modèle Double

Long. 97cm - 1,57m

Larg.	44,5cm
Haut.	Poignée 47cm
Poids	6,9kg
Poids maximum	127kg