



## Barre de lit BedCane™

Réf : 081195122

### Description du produit

La barre de lit BedCane est conçue en acier épais et comporte une large poignée qui fournit un soutien pour entrer et sortir du lit.

La base est placée sous le matelas et une sangle de sécurité fixe la base au lit. La BedCane s'ajuste en hauteur aux matelas, convenant à la plupart des lits d'hôpitaux et de maisons. Cette barre de lit convient aux lits doubles, complets, queen et king size.

#### Caractéristiques :

- Poignée en acier
- Solide
- Base à placer sous le matelas
- Sangle pour sécuriser la base au lit
- Goupille amovible pour replier l'ensemble
- Pochette de rangement incluse

### Spécificités techniques

EAN	5028318279562
TVA	20 %
Haut. mini - maxi	48 - 56cm

Poids	5,6kg
Poids maximum	106kg
Top vente	Oui