

Coussin élévateur gonflable

Réf : 091089820



Description du produit

Ce coussin élévateur gonflable est conçu pour se détendre confortablement et élever les jambes de l'utilisateur.

Très polyvalent, il peut également être utilisé comme appui du dos ou de la tête ou comme coussin de pied. Il est facilement gonflable et dégonflable avec la pompe fournie, ce qui le rend entièrement portable.

Caractéristiques :

- Relaxe et surélève les jambes
- Polyvalent, il s'utilise aussi comme support de tête ou support de dos
- Pompe de gonflage incluse
- Coloris blanc

Spécificités techniques

EAN	5028318210275
TVA	20 %
Haut. Au point le plus haut	18cm
Couleur	Blanc
Dim. (L x l)	63,5 x 68,5cm

Poids	500g
Top vente	Oui