



Arceau de lit fixe Days

Réf : 091325620

Marque : Days

Description du produit

Fabriqué en acier chromé, cet arceau de lit se glisse sous le matelas et se plie à plat pour le ranger à l'extérieur. Il supporte le poids du linge de lit et réduit donc leur contact avec les blessures de l'utilisateur.

Caractéristiques :

- En acier chromé
- Se place entre le sommier et le matelas
- Pliable

Spécificités techniques

EAN	5028319037055
TVA	20 %
LPPR	1225675 (8 € TTC), 6284381 (8 € TTC)
Dim. (L x l x h)	50 x 21 x 51cm
Poids maximum	5kg