



Protection de lit en U Posey

Réf : 081138965

Description du produit

Cette protection de lit aide à empêcher le patient de se coincer dans la tête de lit, le pied de lit ou les longerons. Elle dissuade également le patient à sortir du lit. Les rabats auto-agrippants fixent la protection sous le matelas et les sangles sont fixées aux longerons, à la tête de lit ou au pied de lit. La protection de lit est faite de mousse douce et durable et recouverte de vinyle essuyable, ce qui facilite le nettoyage.

Caractéristiques de cette protection de lit :

- Forme en U
- Utilisable en tête ou en pied de lit
- Fixation par système boucles et crochets
- En mousse confortable
- Revêtement en vinyle

Spécificités techniques

EAN	5028318888306
TVA	20 %
Long.	95cm
Dim. (l x h)	28 x 25 cm (protections latérales)

Haut. Totale	42,5cm
Haut.	25cm (mesurée au dessus du matelas)
Ép.	5cm
Condit.	L'unité