



Matelas de sol Alzheimer triple pliage Homecraft

Réf : 091173194

Marque : Homecraft



Description du produit

Ce matelas de sol en mousse haute densité est recouvert d'un revêtement perméable à la vapeur et d'une base antidérapante. Il peut être facilement plié en utilisant la sangle de fixation fournie et la poignée pour le transport ou le stockage. Il peut également être facilement nettoyé.

Caractéristiques :

- Mousse haute densité
- Revêtement perméable à la vapeur
- Base antidérapante
- Sangle et poignée de transport incluses
- Facilement nettoyable
- Densité mousse 0,90kg/cm³

Spécificités techniques

EAN

5028318904167

TVA	20 %
Long.	1m70
Long. replié	56,5cm
Larg.	65cm
Ép.	5cm
Couleur	Noir