



Cônes rehausseurs de chaise

Réf : 091088822

Marque : Homecraft



Description du produit

Ces cônes rehausseurs de lit et de chaise sont extrêmement légers mais extrêmement solides avec une base large et un renforcement pour le pied du fauteuil ou du lit.

Ces cônes peuvent s'empiler pour obtenir une plus grande hauteur ou pour gagner de la place lors du rangement.

Caractéristiques :

- Légers
- Robustes
- En plastique moulé
- Socle large avec patins antiglisse
- Evidement pour pieds à roulettes
- Le poids maximum supporté indiqué est le poids réparti sur les 4 pieds

Spécificités techniques

EAN

5028318016860

| | |
|----------------|-----------------------|
| TVA | 20 % |
| Dim. int. | ? 45 mm |
| Désign. | Pour chaise - Blister |
| Couleur | Noir |
| Haut. | 9cm |
| Condit. | Lot de 4 - blister |
| Poids unitaire | 105g |
| Poids maximum | 222kg |
| Top vente | Oui |