

## Cônes rehausseurs de chaise

Réf : 091088814

Marque : Homecraft



### Description du produit

Ces cônes rehausseurs de lit et de chaise sont extrêmement légers mais extrêmement solides avec une base large et un renforcement pour le pied du fauteuil ou du lit.

Ces cônes peuvent s'empiler pour obtenir une plus grande hauteur ou pour gagner de la place lors du rangement.

#### Caractéristiques :

- Légers
- Robustes
- En plastique moulé
- Socle large avec patins antiglisse
- Evidement pour pieds à roulettes
- Le poids maximum supporté indiqué est le poids réparti sur les 4 pieds

### Spécificités techniques

EAN

5028318016853

TVA	20 %
Dim. int.	? 45 mm
Désign.	Pour chaise - Sachet plastique
Couleur	Noir
Haut.	9cm
Condit.	Lot de 4 - sachet plastique
Poids unitaire	105g
Poids maximum	222kg
Top vente	Oui