



## Protège talon / coude avec coussin en gel

Réf : 081181775

Marque : Rolyan®



### Description du produit

Ces protèges talon / coude sont conçus pour améliorer le confort et aider à réduire le cisaillement et la friction. Cet équipement comprend un bloc de gel amovible et une matière en éponge moelleuse douce pour la peau.

La garniture en polyuréthane de 3 mm d'épaisseur est maintenue en place par un matériau en boucle en tissu éponge doux et extensible à l'intérieur avec un tricot plat à l'extérieur. Le coussinet en mousse est collé au matériau pour éviter tout glissement.

#### Caractéristiques :

- Coussinet en gel amovible
- Maille bouclette douce pour la peau
- Pour déterminer la taille, mesurer la circonférence du talon ou du coude
- 3 tailles disponibles : petite, moyenne et grande
- Lavable en machine
- Vendu par paire

## Spécificités techniques

EAN	5028318266845
TVA	20 %
Taille	Moyen
Long.	23,5cm
Circonf.	16,5 - 28cm
Couleur	Bleu
Condit.	La paire