



Protège talon / coude avec coussin en gel

Réf : 081181783

Marque : Rolyan®



Description du produit

Ces protèges talon / coude sont conçus pour améliorer le confort et aider à réduire le cisaillement et la friction. Cet équipement comprend un bloc de gel amovible et une matière en éponge moelleuse douce pour la peau.

La garniture en polyuréthane de 3 mm d'épaisseur est maintenue en place par un matériau en boucle en tissu éponge doux et extensible à l'intérieur avec un tricot plat à l'extérieur. Le coussinet en mousse est collé au matériau pour éviter tout glissement.

Caractéristiques :

- Coussinet en gel amovible
- Maille bouclette douce pour la peau
- Pour déterminer la taille, mesurer la circonférence du talon ou du coude
- 3 tailles disponibles : petite, moyenne et grande
- Lavable en machine
- Vendu par paire

Spécificités techniques

EAN	5028318266852
TVA	20 %
Taille	Grand
Long.	23,5cm
Circonf.	18 - 32cm
Couleur	Blanc
Condit.	La paire