

## Canne quadripode - Days

Réf : 091356971

Marque : Days



### Description du produit

- Base en acier chromé
- Col de cygne en aluminium
- Poignée moulée confortable
- Hauteur ajustable
- Très grande stabilité
- Disponible avec base large et avec base étroite

### Spécificités techniques

EAN	5028319084790
TVA	10 %
LPPR	Code générique: 1200764 (12.65 € TTC), Code individuel: 6284205 (12.65 € TTC)
Modèle	Base large
Haut.	74cm - 1m
Empreinte au sol	38 x 23 x 26 x 23cm

Poids	1,2kg
Poids maximum	125kg