

Canne quadripode - Days

Réf : 091115344

Marque : Days



Description du produit

- Base en acier chromé
- Col de cygne en aluminium
- Poignée moulée confortable
- Hauteur ajustable
- Très grande stabilité
- Disponible avec base large et avec base étroite

Spécificités techniques

EAN	5028318036837
TVA	10 %
LPPR	Code générique: 1200764 (12.65 € TTC), Code individuel: 6284205 (12.65 € TTC)
Modèle	Base étroite
Haut.	69 - 94cm
Empreinte au sol	13 x 13cm

Poids	1,2kg
Poids maximum	125kg