

## Canne quadripode - Days

Réf : 091115344

Marque : Days



### Description du produit

- Base en acier chromé
- Col de cygne en aluminium
- Poignée moulée confortable
- Hauteur ajustable
- Très grande stabilité
- Disponible avec base large et avec base étroite

### Spécificités techniques

|                  |   |
|------------------|---|
| EAN              | 5028318036837   |
| TVA              | 10 %  |
| LPPR             | Code générique: 1200764 (12.65 € TTC), Code individuel: 6284205 (12.65 € TTC) |
| Modèle           | Base étroite  |
| Haut.            | 69 - 94cm   |
| Empreinte au sol | 13 x 13cm   |

|               |       |
|---------------|-------|
| Poids         | 1,2kg |
| Poids maximum | 125kg |