

[Autonomie & vie quotidienne](#) > [Bain et douche](#) > [Fauteuils et chaises roulantes de douche](#)

[Autonomie & vie quotidienne](#) > [Toilettes et incontinence](#) > [Chaises percées et accessoires](#)



Chaise percée à roulettes Atlantic XL et XXL - Homecraft

Réf : 091167501

Marque : Days



Description du produit

Les chaises percées de bain et de douche Atlantic sont élégantes, faciles à manœuvrer et à nettoyer.

Elles peuvent à la fois être utilisées dans la chambre ou dans la salle de bain comme chaise de douche percée. Les chaises percées Atlantic sont d'une aide précieuse pour les personnes âgées et les personnes handicapées. Elles peuvent néanmoins être utilisées après une intervention chirurgicale.

Conçues à partir d'acier revêtu de plastique durable, elles sont idéales pour prévenir toutes infections. Les accoudoirs sont rabattables et amovibles. Le siège et le dossier peuvent également être facilement retirés pour faciliter le nettoyage ou le stockage.

Caractéristiques de cette chaise percée :

- Disponibles en 2 largeurs
- Faciles à manœuvrer grâce à quatre roulettes multi-directionnelles avec freins
- Entièrement démontables pour un entretien facile
- Cadre en acier
- Accoudoirs relevables et amovibles
- Porte rouleau de papier hygiénique inclus
- Assise et dossier amovibles
- Livrées avec une [cuvette carrée](#) (ref. 091081280)
- Chaise de douche et de commode 2 en 1

- La chaise a des accoudoirs et un dossier pour un soutien supplémentaire
- Le siège hygiénique est facile à nettoyer
- Utile sous la douche pour prévenir les glissades et les chutes

Spécificités techniques

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| EAN | 5028318896394 |
| TVA | 20 % |
| LPPR | 1243302 (102.62 € TTC) |
| Modèle | Chaise XXL avec repose-pieds |
| Larg. entre accoudoirs | 56 cm |
| Dim. (L x l) Siège | 56 x 43 cm |
| Haut. Siège | (assise) 53,5 cm |
| Haut. | (sous assise) 50,5 cm |
| Dim. Totales (L x l x h) | 67 x 78 x 99,5 cm |
| Ø roulettes | 13 cm |
| Poids | 19,5 kg |
| Poids maximum | 225 kg |