



## Siège de bain pédiatrique renforcé

Réf : 091105303

### Description du produit

Ce siège de bain pédiatrique maintien et apporte une stabilité maximale grâce aux deux systèmes de fixation :

- Rail télescopique avec ventouses adaptable à toutes les baignoires
- Ventouse sous l'assise

#### Caractéristiques de ce siège de bain renforcé :

- Bloc d'abduction ajustable
- Sangle de maintien positionnable de 2 à 3 hauteurs selon la taille de l'enfant (3 hauteurs pour le grand siège uniquement)
- Siège coqué
- Construction en plastique ABS résistant
- Pour enfants âgés de 6 mois à 12 ans

### Spécificités techniques

|         |               |
|---------|---------------|
| EAN     | 5028318034765 |
| TVA     | 20 %          |
| Désign. | Small         |

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Dim. (L x l x h) | 39 x 34 x 36 cm |
| Poids maximum    | 30 kg           |