



## Siège de bain pédiatrique renforcé

Réf : 091105295

### Description du produit

Ce siège de bain pédiatrique maintien et apporte une stabilité maximale grâce aux deux systèmes de fixation :

- Rail télescopique avec ventouses adaptable à toutes les baignoires
- Ventouses sous l'assise

#### Caractéristiques de ce siège de bain renforcé :

- Bloc d'abduction ajustable
- Sangle de maintien positionnable de 2 à 3 hauteurs selon la taille de l'enfant (3 hauteurs pour le grand siège uniquement)
- Siège coqué
- Construction en plastique ABS résistant
- Pour enfants âgés de 6 mois à 12 ans

### Spécificités techniques

EAN	5028318034758
TVA	20 %
Désign.	Large

Dim. (L x l x h)	39 x 33 x 44,5 cm
Poids maximum	35 kg