

[Autonomie & vie quotidienne](#) > [Bain et douche](#) > [Chaises de douche](#)

[Autonomie & vie quotidienne](#) > [Bain et douche](#) > [Chaises et chariots de bain pédiatrique](#)



Chaise de bain Starfish™ Tumble Forms 2™

Réf : 091425487



Description du produit

La chaise de bain Starfish est facilement ajustable. Elle offre le choix entre différentes hauteurs et positions d'inclinaison. Confortable et sécurisante, elle rend le bain plus agréable pour l'enfant et la personne qui l'assiste.

Caractéristiques de la chaise de bain Starfish :

- Coquille pour bain en matière plastique
- Avec matelas de protection et de confort
- Rembourrages autour des barres de support pour plus de confort

- Les sangles de fixation assurent le maintien de l'enfant
- Sangles de hanche et de poitrine incluses
- Sangles d'abduction et cale-tête disponibles en option
- Dossier inclinable (4 angles : 0°, 30°, 60° et 90°)
- Repose-jambes inclinable (4 angles : -30°, 0°, 30° et 60°)
- Une seule main est nécessaire pour libérer les verrous de blocage du repose-jambes et du dossier, situés sur les côtés de la chaise
- Pieds réglables en hauteur
- Cadre en aluminium facile à porter et à lever
- Se replie à plat : facile à transporter et à ranger
- Coussinets en mousse antidérapants pour stabiliser et sécuriser la chaise dans la baignoire
- Tissu extra doux en maille aérée. Amovible et lavable en machine
- 4 tailles pour accueillir les plus jeunes enfants jusqu'à l'adolescence
- Peut être montée sur un socle (voir option Chariot de douche)

• **Entretien de la chaise de bain Starfish :**

Laver la structure et la housse à l'eau savonneuse ou avec une solution d'eau de javel à 10%

La housse et les sangles peuvent être lavées en machine à l'eau froide. Avant le lavage, fermer les bandes auto agrippantes. Ne pas passer au sèche-linge, ne pas repasser

• **Options disponibles :**

[Chariot de douche](#) (ref. 091425768)

[Sangle d'abduction](#) disponible dans les quatre couleurs (ref. 091425529 et suivantes)

[Support de tête](#) disponible dans les quatre couleurs (ref. 091425602, 091425610, 091425628 et 091425636)

[Housse de rechange](#) disponible dans les quatre couleurs (ref. 091525104 et suivantes)

Spécificités techniques

| | |
|--------------------------|---|
| EAN | 5028319045968 |
| TVA | 5.5 % |
| LPPR | 1216481 (40.13 € TTC), 1245407 (127.31 € TTC) |
| Taille Enfant | mini 130 cm - maxi 165 cm |
| Couleur | Bleu ocean |
| Taille | L |
| Haut. Dossier | 55 cm |
| Profondeur d'assise | 40 cm |
| Larg. Siège | 40 cm |
| Support de jambes | 34 cm |
| Long. totale | 149 cm |
| Haut. Réglable mini-maxi | 5 - 42,5 cm |
| Poids | 12,6 kg |
| Poids maximum | 72 kg |

