

## Chaise de bain Otter tissu standard

Réf : 091167931



### Description du produit

Chaise de bain polyvalente offrant une grande variété de positionnements. L'assise, le dossier et les pieds sont entièrement réglables d'une seule main. Elle s'ajuste facilement même lorsque l'enfant est assis. La chaise de bain Otter assure un maintien personnalisé pour un confort optimal.

- Dossier et assise inclinables à l'aide de barres transversales. 5 angles d'inclinaison : 0°, 22°, 45°, 67,5°, et 90°
- La chaise Otter est livrée entièrement assemblée avec :
  - Deux sangles de jambe contrôlant l'abduction et l'adduction
  - Deux sangles de positionnement pour sécuriser l'enfant
  - Un support de tête ajustable en hauteur et en largeur, qui peut aussi être utilisé comme support latéral
- Structure plastique robuste
- Pieds anti-glisse réglables. Surélèvent la chaise jusqu'à 17,8cm
- Se replie facilement pour faciliter le rangement et le transport
- Housse amovible en maille
- 2 ans de garantie

#### • Entretien :

Laver la structure et la housse à l'eau savonneuse ou avec une solution d'eau de javel à 10%. Produits nettoyants à l'huile de pin proscrits.

La housse et les sangles peuvent être lavées en machine à l'eau froide. Avant le lavage, fermer les bandes auto agrippantes. Ne pas passer au sèche-linge, ne pas repasser

#### • Options disponibles :

Support de bain (ref. 091167956)

Chariot de douche (ref. 091178169)

Kit complet de rechange : housse tissu confort avec deux sangles de jambe et deux sangles de positionnement (ref. 091188713 Small / ref. 091188721 Medium / ref. 091188739 Large)

## Spécificités techniques

EAN	5028318898923
TVA	5.5 %
LPPR	1216481 (40.13 € TTC), 1245407 (127.31 € TTC)
Taille Enfant	81,5 - 127 cm
Taille	Medium
Désign.	Tissu standard
Haut. Dossier	63,5 cm
Profondeur d'assise	33 cm
Larg. Siège	36,8 cm
Haut. Réglable mini-maxi	5,1 - 17,8 cm
Poids	7,3 kg
Poids maximum	54 kg
Top vente	Oui