



## Siège de bain pivotant ajustable en largeur

Réf : 091536549

### Description du produit

Renforçant la sécurité et la confiance par rapport aux planches de salle de bain, ce siège de bain pivotant à largeur réglable fournit un siège pivotant qui peut être verrouillé dans quatre positions. Il permet à l'utilisateur de s'asseoir confortablement dans le siège et de faire légèrement basculer ses jambes afin qu'il soit assis au-dessus de la baignoire.

Ce siège de bain pivotant réglable en largeur peut être facilement ajusté pour s'adapter à une large gamme de baignoires. Chaque bras de la base peut être réglé indépendamment en tournant simplement les poignées grises. Cette possibilité de réglage permet également de régler le siège plus près du côté ouvert de la baignoire, facilitant ainsi l'entrée.

Ce siège de bain est disponible avec un cadre en acier standard ou un cadre en acier inoxydable robuste avec une garantie de dix ans contre la corrosion

#### Caractéristiques de ce siège de bain pivotant :

- Le siège se place le plus près possible du côté accessible de la baignoire pour en faciliter l'accès
- Assise en plastique perforée
- Pièces métalliques en acier
- Embouts en plastique anti-glissement
- Levier de verrouillage côté droit du siège

#### Version renforcée XXL

## Spécificités techniques

EAN	5028319211790
TVA	20 %
Version	Renforcée XXL
Larg. Int. baignoire	43 - 70cm
Larg.	Ext. baignoire 63,5 - 78,5cm
Haut. Dossier	35,5cm
Dim. (L x l) Siège	44,5 x 40,5cm
Dist. entre accoudoirs	48,5cm
Haut. siège au-dessus baignoire	9cm
Dist. entre 2 tubes latéraux	45cm
Couleur	Blanc
Poids	7,5kg
Poids maximum	160kg