

## Elévateur de bain gonflable

Réf : 091170935



### Description du produit

Cet élévateur de bain gonflable est facile à utiliser pour abaisser doucement l'utilisateur au fond de la baignoire. Une fois en place, vous pouvez choisir de laisser une petite quantité d'air dans le coussin pour servir de support dorsal. Vous pouvez également libérer tout l'air pour se baigner normalement.

Une fois le bain terminé, l'élévateur de bain gonflable peut être gonflé de nouveau à l'aide du compresseur Airflo afin de relever l'utilisateur au plus haut niveau de la baignoire.

Conçu pour offrir une stabilité et un confort accrus, cet élévateur de bain léger est doté d'une poignée de transport. Il est donc facilement transportable pour qu'il vous accompagne partout ou vous vous rendez.

#### Caractéristiques de cet élévateur de bain :

- Léger
- Descend doucement la personne dans la baignoire
- Possibilité de gonfler le dossier indépendamment du siège
- Ne nécessite aucune fixation ou adaptation
- Poignée de transport
- Compresseur Airflo fourni
- Aide l'utilisateur à entrer et à sortir de la baignoire
- idéal pour personnes âgées et handicapées
- Convient uniquement aux personnes ayant une bonne stabilité du haut du corps
- Le coussin gonflable peut être gonflé et dégonflé au besoin
- Facile à installer et à enlever sans modifier la salle de bain existante

## Spécificités techniques

EAN	5028318901906
TVA	5.5 %
Haut. Siège	40cm (gonflé) ; 2cm (dégonflé)
Dim (L x l x h)	30,5 x 27 x 15,5cm (compresseur Airflo)
Larg. Siège	58cm
Prof. Siège	44cm
Poids	2kg (coussin) ; 6kg (compresseur Airflo)
Poids maximum	153kg