



Dynamomètre numérique à ressort Smedley Baseline®

Réf : 091536713

Description du produit

Ce dynamomètre numérique Baseline permet une lecture précise de la force de préhension. Il est très léger, son poids ne fausse donc pas la mesure de force de la main.

Ce dynamomètre numérique possède de nombreuses caractéristiques avantageuses :

- 5 tailles de poignées pré-réglées
- Capture automatique et affiche la force de préhension maximale
- Evalue les résultats en fonction de l'âge et du sexe
- Enregistre et stocke les résultats pour une recherche rapide jusqu'à 19 utilisateurs
- Calibré à 90kg (200lbs)

Spécificités techniques

EAN	5028319211967
TVA	20 %
Long.	24,5 cm
Larg.	17 cm
Poids	635 g

