



## Chariot de douche - CHILTERN INVADEX

Réf : 091077031

### Description du produit

Ce chariot de douche est conçu pour permettre la douche du patient en position couchée. Mobile et facile à manœuvrer, il facilite le transfert du patient vers la zone de douche, lui permettant d'être douché, séché et vêtu tout en minimisant le risque de blessure au dos pour le personnel soignant. Le modèle de chariot de douche réglable en hauteur peut être réglé des deux côtés, ce qui permet de régler le chariot à une hauteur convenable et d'éviter les étirements.

Caractéristiques de ce chariot de douche :

- 3 roulettes avec frein et la 4ème est directionnelle
- Commande à pied
- Hydraulique
- Les barrières latérales s'abaissent afin de faciliter le transfert de la personne
- Le repose-tête et le rembourrage améliorent le confort
- Hauteur rembourrages latéraux 20cm

### Spécificités techniques

EAN	5028318379149
TVA	5.5 %
Désign.	Hauteur fixe
Ø roues	12.7 cm
Haut. ajustement	96cm
Surface	1m93 x 75cm

Poids	60kg
Poids maximum	190kg