

[Autonomie & vie quotidienne](#) > [Bain et douche](#) > [Bac à shampoing et accessoires](#)

[Autonomie & vie quotidienne](#) > [Equipements pour fauteuil et lit](#) > [Potences et accessoires de lit](#)



Bac à shampoing pour lit

Réf : 091078146

Description du produit

Plateau en plastique de **forme spéciale** à hauts rebords qui permet de laver les cheveux depuis le lit sans causer de débordements. L'eau s'écoule dans un récipient posé sur le sol sous le bec du plateau. La couleur du plateau peut varier.

Ce bac à shampoing rend **le shampoing au lit confortable**.

Caractéristiques de ce bac à shampoing :

- Plateau en plastique moulé
- Forme adaptée pour le shampoing au lit
- Confortable
- Hauts rebords

Spécificités techniques

EAN	5028318009534
TVA	20 %
Couleur	Blanc

Dim. (L x l)	75,5 x 39,5 cm
Poids	700 g