

<u>Autonomie & vie quotidienne > Fournitures pour repas > Assiettes et accessoires</u>

## Assiette inclinée ronde



Réf: 081005644

## **Description du produit**

Cette assiette ronde est particulièrement utile grâce à son rebord haut et à son fond incliné. Incassable. Base antidérapanteen caoutchouc.

## Caractéristiques de cette assiette inclinée :

- · Haut rebord et fond incliné
- Résistante
- Assiette antidérapante grâce à une base en caoutchouc
- Non recommandée pour les micro-ondes
- Garantie au lave-vaisselle

## Spécificités techniques

EAN	5028318941957
TVA	20 %
	1 - Car
Couleur	Ivoire
Ø ext. assiette	20cm
Poids	90g
Lave-vaisselle	Oui

