

## Assiette inclinée ronde

Réf : 081005644



### Description du produit

Cette assiette ronde est particulièrement utile grâce à son rebord haut et à son fond incliné. Incassable. Base antidérapante en caoutchouc.

#### Caractéristiques de cette assiette inclinée :

- Haut rebord et fond incliné
- Résistante
- Assiette antidérapante grâce à une base en caoutchouc
- Non recommandée pour les micro-ondes
- Garantie au lave-vaisselle

### Spécificités techniques

EAN	5028318941957
TVA	20 %
Couleur	Ivoire
Ø ext. assiette	20cm
Poids	90g
Lave-vaisselle	Oui

