

Chariot de marche Homecraft®

Réf : 081449230

Marque : Homecraft



Description du produit

Ce chariot de marche à hauteur réglable, est idéal pour une aide à la marche en intérieur. Ses deux plateaux amovibles permettent de transporter facilement des objets d'une pièce à l'autre. Ce chariot à roulettes peut donc également servir de chariot repas.

Caractéristiques :

- Robuste
- Réglable en hauteur
- Usage intérieur
- Rebords sur les tablettes
- Freins sous les poignées
- Freins de parking
- 2 tablettes amovibles facilitant le nettoyage

Spécificités techniques

EAN	5028318909025
TVA	20 %
Couleur	Beige
Dim. Totales (L x l)	58,5 x 56 cm
Haut. Sol - poignée	75,5 à 90,5 cm
Ø roulettes	15 cm
Dim. Plateau	46 x 32 x 2 cm
Poids	8 kg
Poids maximum	125 kg