



Repose jambes Homecraft

Réf : 091092097

Marque : Homecraft

Description du produit

Ce repose-jambes rembourré est réglable en hauteur et en inclinaison pour offrir un maximum de confort. C'est un équipement idéal pour aider à réduire le gonflement causé par une blessure ou un œdème.

Assemblez ce repose-jambes en quelques secondes sans outils et démontez-le facilement pour le ranger ou le transporter. Ajustez la hauteur à l'aide d'un système à pince. L'angle d'inclinaison peut également être contrôlé avec le bouton en plastique facile à saisir.

Caractéristiques :

- Réglable en hauteur et en inclinaison
- Coussin de mousse recouvert de Dralon sur un cadre en acier
- Facile à monter et à démonter

Spécificités techniques

EAN	5028318019274
TVA	20 %
Haut.	coussin 5cm
Haut. ajustement	38,7 à 49,5cm

Coussin rembourré (L x l)	30,5 x 40,5cm
---------------------------	---------------

Poids	4,3kg
-------	-------