



## Réhausseurs de chaise Leg-X

Réf : 081171305

### Description du produit

Ces rehausseurs de chaise ont des inserts en plastique pour donner une hauteur différente aux chaises. Ils sont très utiles pour les pieds de forme irrégulière. Fourni par quatre avec inserts.

#### Caractéristiques :

- Manchons moulés avec inserts en plastique
- Croisillons internes, exercent une pression sur le pied de la chaise
- Fourni par quatre avec inserts

### Spécificités techniques

EAN	5028318017034
TVA	20 %
Haut.	20cm
Haut. Elévation	7,5cm, 10cm et 12,5cm
Dim. int.	pied 4,5cm
Condit.	Lot de 4

Poids	de chaque réhausseur 255g
Poids maximum	320kg