



Arceau de lit pliant

Réf : 081566876



Description du produit

Cet arceau de lit est un équipement parfait pour les personnes alitées ayant des plaies ou blessures qui ne doivent pas rentrer en contact avec le linge de lit. Il se place entre le matelas et le sommier pour une grande stabilité.

Cet arceau de lit pliant est excellent pour être utilisé avec un stockage et des déplacements faciles, ce qui en fait un allié de poids pour un usage personnel et professionnel.

Caractéristiques :

- Hauteur fixe
- Se positionne entre le matelas et le sommier
- Pliable

Spécificités techniques

EAN	5028318017898
TVA	20 %
LPPR	1225675 (8 € TTC), 6284381 (8 € TTC)

Dim. (L x l x h)	49.5 x 35 x 46 cm
------------------	-------------------

Poids	2,6kg
-------	-------