



Potence de lit sur pied Days

Réf : 091427400

Marque : Days

Description du produit

Cette potence de lit sur pied se place sous la base du lit afin de fournir un support vertical stable pour ceux qui ont des difficultés à se lever du lit. Cette potence de lit est conçue pour soulever une personne en position assise et non pour soulever tout son poids du lit.

Caractéristiques :

- Se place sous la base du lit
- Dégagement minimum requis 4,5 cm
- Réglable en hauteur
- Poignée en plastique moulée avec sangle ajustable en hauteur
- Se désassemble en 3 parties pour le transport
- Distance entre la poignée & le support principal : 85 cm

Spécificités techniques

| | |
|--------------------------|---------------------|
| EAN | 5028319047436 |
| TVA | 20 % |
| Dim. Totales (L x l x h) | 80cm x 61cm x 1m91 |
| Haut. ajustement | poignée 95cm à 1m31 |

| | |
|---------------|-------|
| Poids | 18kg |
| Poids maximum | 125kg |