



Siège de bain pivotant Days

Réf : 091325836

Marque : Days

Description du produit

Léger et résistant à la corrosion, ce siège de bain pivotant en aluminium est disponible dans trois largeurs de cadre pour convenir à différentes tailles de baignoires.

Le siège de bain pivotant se verrouille à chaque intervalle de 90 ° et possède des accoudoirs latéraux pour permettre un transfert facile et une sécurité supplémentaire pour l'utilisateur. Des trous dans le siège facilitent l'évacuation de l'eau

Caractéristiques de ce siège de bain :

- Disponible en 3 largeurs
- Léger
- Cadre en aluminium
- Résistant à la corrosion
- Rotation par intervalles de 90°
- Assise perforée pour permettre l'écoulement de l'eau

Spécificités techniques

| | |
|--------------|---------------|
| EAN | 5028319037260 |
| TVA | 20 % |
| Larg. Totale | 66,5cm |

| | |
|---------------|-------|
| Larg. Siège | 46cm |
| Prof. Siège | 39cm |
| Poids | 7,2kg |
| Poids maximum | 100kg |