



## Siège de bain pivotant avec découpe Days

Réf : 091477769

Marque : Days

### Description du produit

Ce joli siège de bain pivotant en aluminium est doté d'un siège en plastique avec une découpe en fer à cheval pour le nettoyage intime et de petits trous pour le drainage de l'eau. Le siège de bain pivotant se verrouille à chaque intervalle de 90 ° et possède des accoudoirs latéraux pour permettre un transfert facile et une sécurité supplémentaire pour l'utilisateur.

#### Caractéristiques de ce siège de bain :

- Cadre en aluminium
- Siège en plastique perforé avec découpe
- Hauteur siège-dossier : 36cm
- Livré avec des outils, il est facile à assembler

### Spécificités techniques

EAN	5028319168728
TVA	20 %
Prof. Totale	52,5cm
Dim. Zone de découpe	12 x 15cm
Larg. Siège	40cm

Dossier (l x h)	47 x 15cm
Larg. Totale	71cm
Prof. Siège	40cm
Poids	6,6kg
Poids maximum	130kg