

[Autonomie & vie quotidienne](#) > [Bain et douche](#) > [Fauteuils et chaises roulantes de douche](#)

[Autonomie & vie quotidienne](#) > [Toilettes et incontinence](#) > [Chaises percées et accessoires](#)



Chaise de douche percée à roulettes - Clean

Réf : 091163856

Description du produit

La chaise de douche percée Clean est un modèle haut de gamme, primé et reconnu dans le monde entier pour son confort, sa fiabilité et sa facilité d'utilisation.

Chaque détail a été conçu pour faciliter les choses sous la douche et dans les toilettes, à la fois pour les utilisateurs et les soignants. Conçu pour la durabilité, cette chaise de douche ne comporte ni joint de soudure ni trou, ce qui réduit le risque de corrosion.

Une gamme complète d'accessoires pour cette chaise de douche percée est disponible, permettant d'adapter le siège aux besoins de l'utilisateur

Caractéristiques de cette chaise de douche percée :

- La chaise Clean est facile à déplacer
- Elle est dotée de quatre roues dont deux avec freins
- L'assise est entièrement ouverte vers l'arrière et permet la toilette intime sans assistance
- Les transferts latéraux sont réalisés en toute sécurité grâce à un large dégagement entre l'assise et les roues. Les manettes de frein sont situées en dessous de l'assise afin de ne pas gêner les transferts
- Confortable
- Sécurisante
- Solide
- Châssis en acier
- Siège, dossier, accoudoirs et repose-pieds en polypropylène
- Roulettes pivotantes
- Repose-pieds escamotable
- Choisissez parmi plusieurs hauteurs de cadre ou une version à hauteur réglable

Spécificités techniques

| | |
|--------------------------|--|
| EAN | 5028318891412 |
| TVA | 5.5 % |
| Désign. | Hauteur du siège ajustable 47.5 - 60 cm - Gris |
| Larg. Siège | 48 cm |
| Haut. Siège | 47,5 - 60 cm |
| Haut. Poignées | 100 - 115 cm |
| Larg. entre accoudoirs | 43,5 cm |
| Long. | accoudoirs 36 cm |
| Dist. Assise - Accoudoir | 22 cm |
| Larg. Totale | 52 cm |
| Espacement sol-siège | 42 - 54,5 cm |
| Ø roulettes | 12,5 cm |
| Couleur | Gris |
| Poids | 14 kg |
| Poids maximum | 130 kg |