



## Cordon magnétique de l'alarme anti-chute

Réf : 081561489

Marque : Sammons Preston

### Description du produit

*Parce que même à la maison, être averti au plus vite est essentiel*

- L'alarme anti-chute se déclenche lorsque le patient se lève ou tombe (la nuit, si vous vous trouvez dans une autre pièce, à l'extérieur).
- L'unité se déplaçant très facilement et rapidement, le détecteur de chute peut être utilisé sur différents supports (lit, fauteuil roulant, chaise...).
- Ce produit fonctionne avec un boîtier d'alarme et un coussin de détecteur de déplacement (Produits vendus séparément).
- Deux formats de coussins sont proposés, pour la chaise ou le lit. Coussins avec différentes durées de vie allant de 90 jours à un an.
- Système simple et efficace.
- Norme CE.

les détecteurs fonctionnent avec une pile (livrée avec l'appareil)

- **CE PRODUIT S'UTILISE SANS TAPIS**

### Spécificités techniques

EAN 5028319203672

TVA 20 %

Désign.

Cordon magnétique alarme