



## Détecteur de lit pour alarme anti-chute

Réf : 081561596

Marque : Sammons Preston

### Description du produit

*Parce que même à la maison, être averti au plus vite est essentiel*

- L'alarme anti-chute se déclenche lorsque le patient se lève ou tombe (la nuit, si vous vous trouvez dans une autre pièce, à l'extérieur).
- L'unité se déplaçant très facilement et rapidement, le détecteur de chute peut être utilisé sur différents supports (lit, fauteuil roulant, chaise...).
- Ce produit fonctionne avec un boîtier d'alarme et un coussin de détecteur de déplacement (Produits vendus séparément).
- Deux formats de coussins sont proposés, pour la chaise ou le lit. Coussins avec différentes durées de vie allant de 90 jours à un an.
- Système simple et efficace.
- Norme CE.

les détecteurs fonctionnent avec une pile (livrée avec l'appareil)

### Spécificités techniques

EAN	5028319190194
TVA	20 %
Désign.	Détecteur de lit - 51x76 - 1 an
Dim. (l x h)	51 x 76cm
Version	1 an

