



## Matelas de sol

Réf : 091089630

### Description du produit

Ce matelas de sol contribue à réduire les risques de blessures liées aux chutes lorsqu'il n'est pas possible d'utiliser des barrières de lit. Le matelas se plie en trois pour le stockage et le transport.

Ce matelas de sol convient pour une utilisation avec un lit de bas niveau, il est en mousse haute densité et recouvert de vinyle.

#### Caractéristiques de ce matelas de sol :

- Tapis avec intérieur en mousse haute densité
- housse en vinyle
- aide à réduire l'impact de la chute
- Le matelas se replie en 3 pour le rangement et le transport
- Dimension 1850 x 600 x 50 mm

### Spécificités techniques

EAN	5028318395897
TVA	20 %
Dim (L x l x h)	1850 x 600 x 50 mm