



## Coussin pour fauteuil roulant ou chaise standard

Réf : 091091156

Marque : Homecraft



### Description du produit

Ce coussin pour fauteuil roulant est conçu pour alléger la pression de base des personnes en fauteuil roulant. Ce coussin polyvalent est idéal pour soutenir et offrir un confort aux utilisateurs en fauteuil roulant ou assis dans une voiture, à la maison ou au travail. Le coussin en mousse est fabriqué avec une housse en nylon stretch enduit de polyuréthane bi-directionnel offrant confort et protection contre les accidents.

Ce coussin pour fauteuil roulant convient aux personnes risquant de développer des ulcères de pression. Le coussin est transportable n'importe où pour un confort et un soutien optimaux.

### Spécificités techniques

EAN	5028318027897
TVA	20 %
Dim (L x l x h)	43 x 43 x 8 cm
Poids	400 g

Poids maximum

95 kg