

## Tabouret de douche sans accoudoirs Days

Réf : 091438670

Marque : Days



### Description du produit

La conception moderne et légère de ce tabouret de douche le rend résistant à la corrosion. Livré emballé à plat, ce tabouret est facile à assembler avec les outils fournis.

Ce tabouret de douche en aluminium, réglable en hauteur, comporte un siège découpé pour faciliter le nettoyage intime et il est possible d'ajouter des accoudoirs pour un soutien accru lors des montées et descentes.

#### Caractéristiques de ce tabouret de douche :

- Découpe frontale - facilite la toilette intime
- Assise perforée
- A assembler soi-même

### Spécificités techniques

EAN	5028319129538
TVA	20 %
Désign.	Tabouret sans accoudoirs Days
Larg. Totale	47 cm
Couleur	Blanc

Dim. (L x l) Siège	40 x 40 cm
Haut. mini - maxi Siège	47 - 57 cm
Poids	2,6 kg
Poids maximum	130 kg