



Barre de lit Parnell®

Réf : 091172550

Description du produit

La barre de lit Parnell est la solution idéale pour aider l'utilisateur à se mettre au lit ou à se lever. Le design attrayant et ergonomique s'intègre à presque toutes les chambres à coucher. Fonctionnelle, solide, hygiénique et sûre, cette barre de lit procure à l'utilisateur confiance et indépendance. Stockée à plat lorsqu'elle n'est pas utilisée, elle peut être facilement assemblée et installée rapidement sur le lit sans utiliser d'outils.

Caractéristiques de cette barre de lit :

- Design ergonomique
- Fonctionnelle
- Cadre en acier
- A poser au sol
- Partie plate à placer à l'avant pour l'accès en fauteuil roulant
- Offre à l'utilisateur confiance et autonomie
- Assemblage facile

Spécificités techniques

EAN	5028318903528
TVA	20 %
Larg.	28 cm

Haut. Rail depuis base du lit	81 cm
Poids	9,5 kg
Poids maximum	115 kg