



Tabouret de douche compact Pacific

Réf : 091561109

Marque : Homecraft

Description du produit

Ce tabouret de douche réglable en hauteur apporte confort et sécurité à son utilisateur. Il permet aux personnes âgées, handicapées ou à faible mobilité de s'asseoir sous la douche.

Caractéristiques de ce tabouret de douche :

- Simple d'utilisation
- Offre confort et soutien à l'utilisateur
- Réglable en hauteur
- Assise sûre et sécurisée
- Leger
- Ergonomique
- Surface anti-dérapante

Découvrez également la [chaise de douche Pacific](#)

Spécificités techniques

EAN	5028319235697
TVA	20 %
Haut.	39 - 54 cm
Siège (L x l)	30.5 x 30.5 cm
Poids	1,47 kg

Poids maximum

150 kg