



## Oreiller respiratoire CPAP - Ubio

Réf : UB116125

Marque : Ubio



### Description du produit

Cet oreiller est conçu pour la thérapie respiratoire CPAP pour faciliter le sommeil de l'utilisateur.

- En fibre de bambou
- Passe en machine à 40°
- Ne supporte pas l'eau de javel
- Sécher à plat
- Housse d'oreiller incluse

Entretien :

- Possibilité de laver à la main
- En fibres de bambou
- Passe en machine à 40°
- Nettoyage à sec à température réduite
- Ne pas repasser
- Ne supporte pas l'eau de javel
- Sécher à plat

### Spécificités techniques

EAN	8435413781673
TVA	20 %
Dim (L x l x h)	53 x 33.57 x 10.94 cm