



## Ceinture pelvienne pour siège - Tissu respirant avec boucle

Réf : UB305554

Marque : Ubio

### Description du produit

Cette ceinture pelvienne est équipée de bretelles. Elle évite que le patient se penche, tombe ou souffre de lésions dues à une mauvaise posture. Elle est conçue avec un tissu respirant

#### Caractéristiques de cette ceinture pelvienne :

- Lavable en machine sous 40°C maximum
- Sécher en position horizontale en évitant toute source directe de chaleur
- Elle se fixe à l'aide de fermeture à boucles
- Tissu respirant (100% polyester)
- Réglable sur toute sorte de contour ou siège

### Spécificités techniques

EAN	8435413708618
TVA	20 %
Désign.	Pour siège / Tissu respirant avec boucle