

[Autonomie & vie quotidienne](#) > [Confort et habillement](#) > [Compresse, oreillers et supports de posture](#)

[Orthopédie sur-mesure et de série](#) > [Supports & attelles bas du corps](#) > [Orthèses et attelles cheville et pied](#)



Talonnière anti-escarres blanche - Ubio

Réf : UB104100

Marque : Ubio



Description du produit

Cette talonnière anti-escarres est en coton extra-doux et polyester.

Caractéristiques et entretien de cette talonnière anti-escarres :

- Equipé d'une fermeture Velcro
- Vendue à l'unité
- Respirant
- Anti bactériens
- Anti acariens
- Anti punaises
- Anti odeurs
- Anti allergique
- Antifongiques
- Autodésodorisant
- Laver à l'eau froide
- Passe en machine : favoriser les programmes doux et éviter le cycle essorage
- Ne pas repasser
- Ne supporte pas l'eau de javel
- Ne pas nettoyer à sec

Spécificités techniques

EAN	8435413713438
-----	---------------

TVA	20 %
-----	------

Dim (L x l x h)	9 x 15 x 17 cm
-----------------	----------------

Couleur	Blanc
---------	-------