

Ceinture abdominale respirante - Ubio

Réf : UB305551

Marque : Ubio



Description du produit

Cette ceinture abdominale est conçue avec un tissu respirant. Elle évite que le patient se penche, tombe ou souffre de lésions dues à une mauvaise posture.

Elle se fixe à l'aide de fermeture à boucles.

Entretien :

- Il suffit de la laver régulièrement à la main ou à la machine à une température maximale de 40 °C
- Ne pas faire sécher directement sur une source de chaleur

Spécificités techniques

EAN	8435413708588
TVA	20 %
Long. sangle	160 cm
Long.	47 cm (support)
Larg.	15 cm